

Muka HC 1100



Diseño higiénico (PP), con barandas laterales abatibles y con trabas. Marco de perfil con cobertura de plástico ABS, fácilmente removibles. Posición para flexión de rodillas fácilmente ajustable. Respaldo de batería. Cabecera y piecera removibles. Paragolpes de goma. Contorno automático. Rueditas de 150 mm. RCP manual en ambos lados del respaldo.

Calificación Sin calificación

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [Stryker](#)

Descripción



ESPECIFICACIONES

- Longitud total 220 cm
- Longitud total 238 cm
- Ancho total 100 cm
- Rango de altura 40/82 cm
- Trendelenburg 0°-16°
- Trendelenburg invertida 0°-16°
- Angulo del respaldo 70°
- Angulo del reposapiernas 34°
- Diámetro de las rueditas 15 cm
- Espacio debajo de la cama 15 cm
- Peso del producto 155 kg
- Carga de utilización segura 230 kg

Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

